

RENGØRING

Brug ikke sprit, opløsningsmidler, pudsemidler eller midler som indeholder nogen form for olie, på iltudstyret. Hvis der er behov for at rengøre udstyret, skal der kun anvendes varmt vand og en mild sulfoopløsning. Fugt en klud i sulfoopløsningen og rengør med denne.

Forsigtig:

- der må ikke komme nogen former for vand eller fugt ind i iltstudser eller påfyldningskobling
- man må aldrig forsøge at reparere eller skille udstyret ad. Dette kan forårsage en farlig situation eller funktionssvigt i udstyret. Hvis der opstår problemer, spørgsmål eller man på nogen måde er i tvivl om, hvorvidt udstyret virker korrekt bedes De kontakte Medical Danmark A/S.

VEDLIGEHOLDELSE AF HELIOS

Udover den daglige rutinemæssige procedure bør vedligeholdelse eller reparation kun foretages af kvalificerede teknikere eller af producentens autoriserede værksteder.

ANVENDELSESTID

Omtrent anvendelsestid for en fuld bærbar beholderenhed:

1 liter pr. minut: ca. 13 timer – 2 liter pr. minut: ca. 11 timer.

MEDICAL DANMARK A/S

Helios Transportabel Flydende ilt



BRUGERMANUAL

MEDICAL DANMARK A/S

INTRODUKTION AF HELIOS ILTSYSTEM

Helios iltssystem muliggør optimal bevægelsesfrihed. Den bærbare beholder kan fyldes efter behov med flydende ilt til brug væk fra den stationære beholder. Når man er hjemme er det hensigtsmæssigt at koble sig på den stationære beholder.

BÆRBAR BEHOLDER

1. Bærehåndtag
2. Ekstern tilslutning
3. Flydende ilttilslutning
4. Reduktionsventil (flow)
5. Iltudtag
6. Sensorudtag



7. Indikatorstrop
8. Overfyldningsarm
9. Indholdsindikator

PÅFYLDNING AF BÆRBAR ENHED



- Brug en tør ren klud til at tørre påfyldningsstuds (3) af inden påfyldning for at undgå frysning eller at udstyret får funktionsfejl.
- Sænk forsigtigt den bærbare beholder på plads i opfyldningsstuds (3). Fortsæt med at trykke nedad på den bærbare beholder, for at sikre at påfyldningstilslutningen forbliver tilsluttet. Mens den bærbare enhed holdes i påfyldningspositionen trækker man ned og holder overfyldningsarmen (8) i åben position. Herefter høres en hvæsende lyd. Under påfyldningen skal man blive ved med at trykke nedad på enheden med en hånd, for at holde den i den korrekte påfyldningsposition.
- Når lyden fra opfyldningen ændres og en tæt hvid damp opstår rundt om den store beholders låg, lukkes den bærbare beholders opfyldningsarm ved at føre den tilbage i oprejst position.
- Indholdsindikatoren (9) viser cirka, hvor meget ilt der er tilbage i beholderen. Hold beholderen i indikatorstrop (7) og løft beholderen i stroppen. Indholdet kan nu aflæses (9). Når indholdet kontrolleres skal tasker og kateter fjernes.
- Ved evt. tvivlspørgsmål kontakt Medical Danmark A/S.

Advarsel:

Opfyldningstiden af den bærbare enhed må ikke overskride 55 sek.
Risiko for ekstrem kulde. Der må ikke trykkes på eller forrykkes med plastikknappen i midten af påfyldningstilslutningen på den store beholder.