

Laerdal LCSU4, transportabelt mini sug, højvaccum (Fabrikant Laerdal)



Volt	Batteridrevet nød sug
Vaccum	0 – 500 mmHg
Flow volumen	20 liter
Sugeglas	300 ml klik-in-place beholder / 800 ml klik-in-place beholder
Dimensioner	H 15 x B 25 x D 6
Vægt	1,5 kg
Støjniveau	46 db

Laerdal LCSU4 sug er et transportabelt batteridrevet nød sug med en sugeeffekt op til 20 liter i minuttet.

Sugeglas er engangskanister på 300 ml / kan ombygges til 800 ml flergangs glas

Laerdal LCSU4 sug har engangskanister med indbygget sekretstop.

Laerdal LCSU4 sug levers i bæretaske.

Laerdal LCSU4 suget er et meget driftssikkert sug og kræver minimum af vedligeholdelse.

Laerdal LCSU4 sug har en driftstid på batteri på 30 minutter.

Laerdal LCSU4 sug ved din side ved enhver udrykning