

## Medela Clario sug, transportabelt mini sug, højvacuum

(fabrikant: Medela)



Volt	12v DC - 240v 50/60 Hz
Vaccum	0 – 600 mmHg
Flow volumen	15 L/min
Sugeglas	500 ml
Dimensioner	H 22,3 x B 25,5 x D 9,5
Vægt	2,0 kg
Støjniveau	40 db

Medela Clario sug er et transportabelt højvacuum mini sug med en sugeeffekt op til 15 liter i minuttet.

Sugeglas og dele til sugeglasset er godkendt til autoclave.

Medela Clario sug kan leveres med flergangs glas.

Medela Clario sug kan leveres som lav vacuum sug.

Medela Clario sug levers i sort bæretaske.

Medela Clario suget er et meget driftssikkert sug og kræver minimum af vedligeholdelse.

Medela Clario suget har en driftstid på batteri på 30 minutter.