

**Medela Vario 18 AC/DC sug, transportabelt/stationær, høj/lav vacuum
(fabrikant: Medela)**



Volt	12v DC - 240v 50/60 Hz
Vacuum	0 – 563 mmHg
Flow volumen	20 L/min
Sugeglas	1000 ml / 2000 ml x 2.
Dimensioner	H 38 x B 17 x D 28,5
Vægt	4,2 kg
Støjniveau	20 db

Medela Vario 18 AC/DC sug er et transportabelt høj/lav vacuum sug med en sugeeffekt op til 20 liter i minuttet.

Sugeglas og dele til sugeglasset er godkendt til autoclave.

Medela Vario 18 AC/DC sug kan leveres med flergangs glas samt engangsposer.

Medela Vario 18 AC/DC sug er ligeledes et effektivt lav vacuum sug.

Medela Vario 18 AC/DC sug kan efter ønske levers i sort bæretaske.

Medela Vario 18 AC/DC suget er et meget driftssikkert sug og kræver minimum af vedligeholdelse.

Medela Vario 18 AC/DC suget har en driftstid på batteri på 30 minutter.